

Mesure de l'activité enzymatique SORD



TUBE VERT



NE PAS CENTRIFUGER

NE PAS CONGELER

A adresser à température ambiante ou à 4 °C à l'adresse suivante :

Dr BRUNEEL Arnaud – Dr RAYNOR Alexandre – Dr Grondin Christel

HÔPITAL BICHAT

Service de BIOCHIMIE

3eme étage de la tour

SECTEUR SPECTROMETRIE DE MASSE

46 rue HENRI HUCHARD

75018 PARIS